

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクトサイズ (mm)
1200	DFC81-SX12-AA	1200×1000×2100	220	0.5	※1300	200×400
1500	DFC81-SX15-AA	1500×1000×2100	250	0.5	※1700	200×500
1800	DFC81-SX18-AA	1800×1000×2100	280	0.5	※2050	200×550

※サッシを片面全開にした時の風量です。