

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFD15- AV12-AA	1200×850×1432	126	467	0.4	720	φ200	80
					0.5	900	φ200	120
1500	DFD15- AV15-AA	1500×850×1432	143	467	0.4	920	φ250	45
					0.5	1150	φ250	70
1800	DFD15- AV18-AA	1800×850×1432	160	467	0.4	1120	φ250	65
					0.5	1400	φ250	105

実験の内容により制御風速を選定してください。