

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	換気回数 回／時間	排気風量 (CMH)	外径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1500	DFD40-AH15-AA	1500×750×1250	92	100	140	φ150×1	10
1800	DFD40-AH18-AA	1800×750×1250	107	100	170	φ150×1	14
2400	DFD40-AH24-AA	2400×750×1250	138	100	230	φ150×2	10
3000	DFD40-AH30-AA	3000×750×1250	159	100	280	φ150×2	10

※下台は別途