

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	換気回数 (回/時間)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFD50-BV12-AA	1200×900×1400	105	200	305	φ200×1	12
1500	DFD50-BV15-AA	1500×900×1400	121	200	380	φ200×1	19
1800	DFD50-BV18-AA	1800×900×1400	138	200	460	φ200×1	28
2400	DFD50-BV24-AA	2400×900×1400	183	200	610	φ200×2	12
3000	DFD50-BV30-AA	3000×900×1400	214	200	760	φ200×2	19
3600	DFD50-BV36-AA	3600×900×1400	245	200	910	φ200×2	28

※下台は別途