

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	換気回数 (回／時間)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFD51-BV12-AA	1200×1500×1400	145	200	510	φ200×1	35
1500	DFD51-BV15-AA	1500×1500×1400	165	200	630	φ200×1	53
1800	DFD51-BV18-AA	1800×1500×1400	184	200	760	φ200×1	77
2400	DFD51-BV24-AA	2400×1500×1400	248	200	1010	φ200×2	35
3000	DFD51-BV30-AA	3000×1500×1400	290	200	1260	φ200×2	53
3600	DFD51-BV36-AA	3600×1500×1400	329	200	1510	φ200×2	76

※下台は別途