

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッシ高さ (mm)	制御風速 (m/s)	排気風量 (CMH)	ダクト呼び径 (mm)	本体静圧 (Pa)
1200	DFD51-BV12-BA	1200×1500×1400	167	400	0.4	750	φ250	45
					0.5	940		75
1500	DFD51-BV15-BA	1500×1500×1400	193	400	0.4	1000	φ250	70
					0.5	1220		120
1800	DFD51-BV18-BA	1800×1500×1400	218	400	0.4	1200	φ250	110
					0.5	1500		170

※下台は別途

実験の内容により制御風速を選定してください。