

製品型式	タイプ	外形寸法W×D×H (mm)	開口流入風速 (m/s)	排気風量 (m <sup>3</sup> /min)	循環風量 (m <sup>3</sup> /min)	循環ファン (kW)	排気ダクト (A)	電源	製品質量 (約kg)
<b>CSB-1500E</b>	排気型	1500×1150×2100	0.5(開口高：400mm)	16.0	—	—	単管止め 250	AC100V 1φ 50/60Hz 15A	470
<b>CSB-1500R</b>	循環型	1500×1150×2300	0.5(開口高：200mm)	8.0	13.0～15.0(風量可変) 吹出し部：2段拡散多孔板構造	0.15×2台	単管止め 200	AC100V 1φ 50/60Hz 20A	550
<b>CSB-1500S</b>	HEPA循環型	1500×1150×2300	0.5(開口高：200mm)	8.0	13.0～15.0(風量可変) 吹出し部：2段拡散多孔板構造	0.15×2台	単管止め 200	AC100V 1φ 50/60Hz 20A	560

※ご要望に応じてグローブポート、中性能フィルタ、排気ファンなどを取付けることが可能です。(オプション)