

# 仕様

型 式		電 源 (V)	出 力 (kW)	質 量 (参 考) (kg)	所 要 床 面 積 (約φmm)
呼称	網の段数				
300	300	100 (50Hz) (60Hz)	0.12 (2極)	30	500
	301			35	
	302	110		40	
	303	(60Hz)		45	

※ユーラスパイプレータは全閉形です

※中枠等、締め付けは中枠押さえ板を使用します

※標準試験ふるい(φ200・5段まで)を使用する場合にはアタッチメントが必要です