

## 仕様

型 式		TDG-80A-I	TDG-80A-II
操作盤/動力盤タイプ		タッチパネル操作式	ON/OFF 操作式
能力<WB>	kg/h	200~600	
電動機	kW	2.2	
総質量	kg	約650	約600
据付面積	mm	690×1500	690×1400
全高	mm	1760	1180
ドームダイ	材質	○ SUS304	
ドームダイサイズ	mm	φ0.3~2.0	
空、油圧スイングクランプ式		○ 2本	
ドームダイ押えボルト式		無し	
近接・空・油圧センサー付		○	
スクリュー無段変速式(回転速度 min <sup>-1</sup> )		○ (30~120)	
バランス付		無し	
蝶番式		○	
電源		動力AC200/220V 50Hz/60Hz 3相	
エア源(0.5MPa)		○	
制御		AC100V 50Hz/60Hz	

※○は標準仕様、△はオプションとして承ります。

※GMPIはフレームSUS304仕様、本体はSUS316#200艶出し仕様になっています。

## 仕様

型式		TDG-110PA-I	TDG-110PA-II	TDG-110SA-II
操作盤/動力盤タイプ		タッチパネル操作式	ON/OFF 操作式	ON/OFF 操作式
能力<WB>	kg/h	400~1200		
電動機	kW	5.5/7.5		
総質量	kg	約900	約850	約750
据付面積	mm	640×900 (1850)	640×1850	640×1390
全高	mm	1780	1200	1540
ドームダイ	材質	○ SUS304		
ドームダイサイズ	mm	φ0.3~2.0		
空、油圧スイングクランプ式		○ 3本	○ 3本	無し
ドームダイ押えボルト式		無し	無し	○ 3本
近接・空・油圧センサー付		○	○	無し
スクリュウ無段変速式 (回転速度 min <sup>-1</sup> )		○ (30~120)	○ (30~120)	○
balanser 付		○	○	無し
蝶番式		無し	無し	○
電源		動力AC200/220V 50Hz/60Hz 3相		
エア源 (0.5MPa)		○	○	無し
制御		AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz	

※○は標準仕様、△はオプションとして承ります。 ※GMPはフレームSUS304仕様、本体はSUS316#200艶出し仕様になっています。(接粉部/ドームダイ除く)