

仕様

DOME-EX SYSTEM 25

SPM-EX20H 乾粉混合	乾粉混合部		
	全容量 (ℓ) 20 有効容量 (ℓ) 10 ミキシング (kW) 0.75 チョッパー (kW) 2.2		
DOME-EX25 加水混練造粒	定量供給部 (ロスイン式)	加水混練部 (CK-EX30)	造粒部 (GR-EX110)
	2軸スクリュー (kW) 0.75 アジテータ (kW) 0.09	2軸セルフクリーニング 混練スクリュー (kW) 0.75 チューブポンプ (kW) 0.09	ドームダイ (kW) 0.4
DG-Dryer25 気流式乾燥	回収方法	ヒータ	送気量
	サイクロン	一次乾燥用 (kW) 2 二次乾燥用 (kW) 24	一次乾燥用圧縮空気 (ℓ/min) 1000 二次乾燥用プロワ (m ³ /min) 15

DOME-EX SYSTEM 10

SPM-EX1.6H 乾粉混合	乾粉混合部		
	全容量 (ℓ) 1.6 有効容量 (ℓ) 1.0 ミキシング (kW) 0.4 チョッパー (kW) 0.75		
DOME-EX10 加水混練造粒	定量供給部 (SF-EX20)	加水混練部 (CK-EX20)	造粒部 (GR-EX55)
	全容量 (ℓ) 2.8 定量供給スクリュー (kW) 0.09 アジテータ (kW) 0.025	2軸セルフクリーニング式 混練スクリュー (kW) 0.4 チューブポンプ (kW) 0.09	ドームダイ式造粒整粒 (kW) 0.2
DG-Dryer5 気流式乾燥	回収方法	ヒータ	送気量
	サイクロン	一次乾燥用 (kW) 2 二次乾燥用 (kW) 4	一次乾燥用圧縮空気 (ℓ/min) 500 二次乾燥用プロワ (m ³ /min) 3