

SPGシリーズ仕様・寸法表

型 式	全量 (ℓ)	チョッパー		ミキサー		寸法 (mm)		
		モータ (kW)	回転速度 (min ⁻¹)	モータ (kW)	回転速度 (min ⁻¹)	W	D	H
SPG (J) -2TG	2	0.4	800～5000	0.75	100～1800	660	350	670
SPG (J) -5TG	5	0.75	800～5000	1.5	150～800	900	700	1270
SPG (J) -10TG	10	0.75	800～4000	2.2	150～626	950	750	1350
SPG (J) -25T (G)	25	1.5	800～3000	3.7	118～470	1050	790	1510
SPG (J) -50T (G)	50	2.2	800～2600	7.5	91～364	1490	820	1780
SPG (J) -100T (G)	110	3.7	800～2100	11.0	78～310	1100	1250	2000
SPG (J) -200T (G)	200	5.5	900～1800	15.0	57～226	1260	1490	2180
SPG (J) -400T (G)	400	7.5	900～1800	22.0	52～206	1490	1840	2380
SPG (J) -600T (G)	600	11.0	900～1800	30.0	44～176	1640	2020	2760
SPG (J) -1000T (G)	1000	15.0	900～1500	45.0	35～140	1965	2350	3140
SPG (J) -1500T (G)	1500	18.5	900～1500	55.0	32～128	2195	2630	3890
SPG (J) -2000T (G)	2000	30.0	900～1500	75.0	29～114	2360	2830	3590

※ (J) はジャケット付きです。 ※ (G) はGMP仕様です。 ※ () はオプションです。