

仕様

型式	処理量 (g)	多孔板通気量(熱風) (ℓ/min)	液速度 (g/min)	容器拡大径 (mm)	スプレー空気量 (ℓ/min)	噴霧角 (deg)	パージエア (ℓ/min)	空気源	質量(本体) (kg)	電源 (V)
微量流動層 噴流層型	0.3~50	8~18.5	0.05~1.0	100	8~30	22	5~20	0.5MPa、 150ℓ/min オイルフリー ドライエア	20	AC100、 50/60Hz、 15A