

仕様

型式	全容量 (ℓ)	モータ (kW)		回転速度 (min ⁻¹)		寸法 (mm)		
		チョッパー	ミキサー	チョッパー	ミキサー	W	D	H
SPG (J) -2TG	2	0.4	0.75	800～5000	100～1800	660	350	670
SPG (J) -5TG	5	0.75	1.5	800～5000	400～1200	900	700	1270
SPG (J) -10TG	10	0.75	2.2	800～4000	150～626	950	750	1350
SPG (J) -25T (G)	25	1.5	3.7	800～3000	118～470	1050	790	1510
SPG (J) -50T (G)	50	2.2	7.5	800～2600	91～364	1490	820	1780
SPG (J) -100T (G)	110	3.7	11.0	800～2100	78～310	1100	1250	2000
SPG (J) -200T (G)	200	5.5	15.0	900～1800	57～226	1260	1490	2180
SPG (J) -400T (G)	400	7.5	22.0	900～1800	52～206	1490	1840	2380
SPG (J) -600T (G)	600	11.0	30.0	900～1800	44～176	1640	2020	2760
SPG (J) -1000T (G)	1000	15.0	45.0	900～1500	35～140	1965	2350	3140
SPG (J) -1500T (G)	1500	18.5	55.0	900～1500	32～128	2195	2630	3890

※ (J) はジャケット付きです。 ※ (G) はGMP仕様です。