

## 仕様

型式	全容量 (ℓ)	処理量 (ℓ)	モータ (kW)		回転速度 (min <sup>-1</sup> )		質量 (kg)
			チョッパー	ミキシングアーム	チョッパー	ミキシングアーム	
SPM (J) -80C (G)	80	32~56	7.5~	1.5	1250~2500	20~40	900
SPM (J) -160C (G)	160	64~112	11~	2.2	900~1800	17.5~35	1500
SPM (J) -300C	300	100~200	15~	3.7~5.5	750~1500	16~32	2000
SPM (J) -600C	600	200~400	30~	7.5~11	600~1200	14.5~29	3500
SPM (J) -1200C	1200	400~800	45~	11~15	475~950	13~26	6500

※ (J) はジャケット付きです。

※ (G) はGMP仕様です。