

研究施設総合カタログ 内容訂正のお詫び

この度、弊社発刊の「研究施設総合カタログ」において、一部表記に誤りがございました。
お詫び申し上げますとともに、お手元のカタログにつきましては、
下記の内容をご参照の上、ご使用いただけますようお願い申し上げます。

▶対象カタログ

研究施設総合カタログ DR-05



▶対象ページ

- P103** 低風量型上置活性炭ドラフトチャンバー MDE
- P104** 低風量型横置活性炭ドラフトチャンバー MDF
- P105** 低風量型背面活性炭ドラフトチャンバー MDH
- P114** 制御風速型上置スクラバードラフトチャンバー MFJ
- P115** 制御風速型横置スクラバードラフトチャンバー MFK
- P116** 制御風速型背面スクラバードラフトチャンバー MFM
- P117** スクラバーユニット MYS
- P381** ステンレスエレクターシェルフ専用オプション ディバイダー

P103 低風量型上置活性炭ドラフトチャンバー MDE

【誤】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)
1200	MDE12MM-ASAAB-E	1200×850×2250	198
1500	MDE15MM-ASAAB-E	1500×850×2250	222
1800	MDE18MM-ASAAB-F	1800×850×2250	243



【正】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)
1200	MDE12MM-ASAAB-E	1200×850×2250	226
1500	MDE15MM-ASAAB-E	1500×850×2250	250
1800	MDE18MM-ASAAB-F	1800×850×2250	274

P104 低風量型横置活性炭ドラフトチャンバー MDF

【誤】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)
1200	MDF12MM-ASAAB-B	1200+750×850×2250	197
1500	MDF15MM-ASAAB-B	1500+750×850×2250	221
1800	MDF18MM-ASAAB-B	1800+750×850×2250	242



【正】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)
1200	MDF12MM-ASAAB-B	1200+750×850×2250	327
1500	MDF15MM-ASAAB-B	1500+750×850×2250	350
1800	MDF18MM-ASAAB-B	1800+750×850×2250	372

P105 低風量型背面活性炭ドラフトチャンバー MDH

【誤】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)
1200	MDH12MM-ASAAB-J	1200×1000×2250	205
1500	MDH15MM-ASAAB-K	1500×1000×2250	230
1800	MDH18MM-ASAAB-L	1800×1000×2250	251



【正】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)
1200	MDH12MM-ASAAB-J	1200×1000×2250	250
1500	MDH15MM-ASAAB-K	1500×1000×2250	290
1800	MDH18MM-ASAAB-L	1800×1000×2250	326

P114 制御風速型上置スクラバードラフトチャンバー MFJ

【誤】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッ (mm)
1200	MFJ12MM-KSACB-A	1200×850×2250	235	40
1500	MFJ15MM-KSACB-A	1500×850×2250	268	400
1800	MFJ18MM-KSACB-A	1800×850×2250	296	400



【正】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	運転質量 (約kg)	作業サッ (mm)
1200	MFJ12MM-KSACB-A	1200×850×2250	307	40
1500	MFJ15MM-KSACB-A	1500×850×2250	367	400
1800	MFJ18MM-KSACB-A	1800×850×2250	421	400

P115 制御風速型横置スクラバードラフトチャンバー MFK

【誤】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッ (mm)
1200	MFK12MM-KSAAB-A	1200+600×850×2250	333	40
1500	MFK15MM-KSAAB-A	1500+600×850×2250	356	400
1800	MFK18MM-KSAAB-A	1800+750×850×2250	407	400



【正】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	運転質量 (約kg)	作業サッ (mm)
1200	MFK12MM-KSAAB-A	1200+600×850×2250	435	40
1500	MFK15MM-KSAAB-A	1500+600×850×2250	464	400
1800	MFK18MM-KSAAB-A	1800+750×850×2250	542	400

P116 制御風速型背面スクラバードラフトチャンバー MFM

【誤】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	作業サッ (mm)
1200	MFM12MM-KSACB-A	1200×1000×2250	264	40
1500	MFM15MM-KSACB-A	1500×1000×2250	308	400
1800	MFM18MM-KSACB-A	1800×1000×2250	346	400



【正】

呼び寸法	製品型式	寸法W×D×H (mm)	運転質量 (約kg)	作業サッ (mm)
1200	MFM12MM-KSACB-A	1200×1000×2250	336	40
1500	MFM15MM-KSACB-A	1500×1000×2250	407	400
1800	MFM18MM-KSACB-A	1800×1000×2250	471	400

P117 スクラバーユニット MYS

【誤】

	製品型式	寸法W×D×H (mm)	質量 (約kg)	処理 風量 (CmHr)	ダクト 呼び径 (mm)
左置用	MYS06MM-LAAAA-A	600×750×2250	137	～1200	φ250
	MYS07MM-LAAAA-A	750×750×2250	167	～1500	φ250
右置用	MYS06MM-RAAAA-A	600×750×2250	137	～1200	φ250
	MYS07MM-RAAAA-A	750×750×2250	167	～1500	φ250



【正】

	製品型式	寸法W×D×H (mm)	運転質量 (約kg)	処理 風量 (CmHr)	ダクト 呼び径 (mm)
左置用	MYS06MM-LAAAA-A	600×750×2250	209	～1200	φ250
	MYS07MM-LAAAA-A	750×750×2250	259	～1500	φ250
右置用	MYS06MM-RAAAA-A	600×750×2250	209	～1200	φ250
	MYS07MM-RAAAA-A	750×750×2250	259	～1500	φ250

P381 ステンレスエレクターシェルフ専用オプション ディバイダー

【誤】

製品型式	奥行(mm)	長さ(mm)
MDB	460	220
BDB	530	
LBD	610	



【正】

製品型式	奥行(mm)	長さ(mm)
MDB	460	220
BDB	530	
LDB	610	

※表内の寸法は呼び寸法です。

※表内の寸法は呼び寸法です。